


Caso clínico

Paciente masculino, 49 anos, com histórico de abuso de álcool, fez uma TC do abdômen mostrando um pseudocisto pancreático de 4 cm cabeça do pâncreas (Imagem abaixo). O paciente teve um ataque recente de pancreatite aguda ocorrendo há 6 semanas, e se recuperou com medidas conservadoras. Ele já não consome álcool e atualmente se sente bem. Qual dos seguintes é o passo mais adequado para o tratamento da pancreatite complicada com pseudocisto deste paciente?



de 4 cm na cabeça do pâncreas.

Pseudocisto

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Pseudocisto pancreático

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"424":"0","425":"0","426":"0","427":"0","428":"1"},"ra98euef":{"86":  
{"ai0099":"428","e9878":
```

Observação. As coleções fluídas peripancreáticas (CFP) ocorrem como seqüelas de pancreatite aguda ou crônica e são classificadas como pseudocistos (apenas fluidos) ou necrose pancreática delimitada (com

componentes sólidos/necróticos) após um período de 4 semanas. A maioria das CFP agudas (<4 semanas de duração) resolverá espontaneamente e não necessitará de intervenção. A drenagem endoscópica, percutânea ou cirúrgica é utilizada para coleções estéreis sintomáticas ou infectadas. A drenagem destas lesões deve ser feita após 4 semanas para permitir o encapsulamento e potencialmente reduzir complicações se a drenagem for realizada. Nessa questão, o paciente não apresentava sintomas associados, o tamanho do pseudocisto era pequeno e, após um recente episódio de pancreatite aguda, a observação é a opção mais apropriada de manejo. Tomografia computadorizada de seguimento é recomendada para confirmar a resolução do cisto após alguns meses.

Para ler mais sobre o tratamento das coleções fluídas peripancreáticas: [CLIQUE AQUI!](#)}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Pseudocisto pancreático"; var quizId = 87; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_7120&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-colecoes-fluidas-peripancreaticas-qual-alternativa-correta/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = '';
```